

Sessione Video 6 Laparoscopia - 001

MODALITA' DI PREPARAZIONE DELLO SPAZIO PREPERITONEALE NELLA PROSTATECTOMIA RADICALE LAPAROSCOPICA XTRAPERITONEALE

Martina G. , Giumelli Pl., Remotti M., Scuzzarella S, Caruso G.

Ospedale Di Sondalo - Sc Urologia - Direttore Dr G Martina -

Nel video vengono presentate le modalità seguite per la creazione dello spazio preperitoneale. Pz supino in modesto trendelenburg con bacino sopraelevato di 5-10 cm. Incisione 1 cm sotto l'ombelico, diam 1 cm con apertura della fascia, col dito scollamento del tessuto al di sotto dei retti con creazione bilateralmente dello spazio. Con palloncino dissettore ampliamento dello spazio preparato col dito. Due porte da 10 mm a dx, sulla linea che unisce ombelico a cresta illica, una a 2 cm dalla cresta e una intermedia tra quest'ultima e l'ombelico. Idem a sn con la porta più mediale di 5 mm. Trocar strutturale attraverso la porta centrale. Le porte laterali vengono inserite sotto la guida del dito indice introdotto attraverso la porta centrale. L'operatore si posiziona a sn del paziente e durante la fase demolitiva usa le relative porte, l'aiuto si posiziona a dx, mentre l'ottica viene introdotta dalla porta centrale e l'operatore video si posiziona alla testa del paziente manovrandola per l'interposizione di una particolare prolunga.